


ペトレキセド 点滴静注液 100mg、500mg[SUN] ご使用時の注意事項

インジケーター(酸素検知剤)は、包装容器内が脱酸素状態かどうかを下記の色調で確認できます。



※酸素濃度及び変色に要する時間は目安であり、保証値ではありません。変色時間は低温下では遅くなります。

希釈方法の注意事項

本剤は、溶解された注射液剤です。希釈方法に、ご注意ください。

取扱い上の注意

- (1) 製品の安定性を保持するため脱酸素剤を封入しているので、バイアルを包んでいる外袋は使用直前まで開封しないで下さい。また、開封後は速やかに使用して下さい。
- (2) 開封前に、インジケーター(酸素検知剤)のピンク色の錠剤が青紫～青色に変色しているときは使用しないで下さい。
- (3) インジケーター(酸素検知剤)を正常に働かせるため直射日光にさらさないで下さい。



PEM011HH18
2021年6月作成